



### ESCALAPE (LABORATOIRE)

Convient pour une neutralisation rapide des produits chimiques (acides et bases)  
 1 lave œil 200 ml de solution ophtalmique "PH Neutre"  
 s'adapte sur toutes les stations murales  
 la forme ergonomique du capuchon permet un rinçage direct et évacue le liquide après le rinçage de l'œil  
 usage unique  
 léger et peu encombrant  
 facilement identifiable  
 utilisation simple et prêt à l'emploi  
 permet une action rapide  
 temps de rinçage : 2 minutes  
 scellé assurant l'intégrité du dispositif  
 péremption : 3 ans.

### Caractéristiques

type	laveur
------	--------

Référence		Prix HT
20667	LAVE OEIL PH NEUTRE	-